



Varenummer 1999912741

**Sprøjte, Codan Deha, transparent, 50/60 ml, med skrå kateterspids, centreret, 3 komponent, steril**

## Produktbeskrivelse

Til skylning, optræk, injektion og blodprøvetagning



STERILE

## Specifikationer

Produktbetegnelse	Sprøjte
Varemærke	Codan Deha
Sekundær farve	Transparent
Features	50/60 ml, med skrå kateterspids, centreret, 3 komponent, steril
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Ubrudt emballage forbrændes, brudt emballage afleveres som risikoaffald til forbrænding.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

## Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	12 pk	60 cm	40 cm	44.4 cm	5706225001338
pk	25 stk	21 cm	19 cm	19 cm	5713571004708

Produktet er sterilt

STERILE