



Varenummer 1999912769

Pessar ring, Milex, 4, Ø70mm, lyserød, silikone, med støtte og knop



Produktbeskrivelse

Pessar ring til mild prolaps forårsaget af cystocele og urininkontinens

Specifikationer

Produktbetegnelse	Pessar ring
Varemærke	Milex
Størrelse	4
Sekundær farve	Lyserød
Features	Med støtte og knop
Materiale	Silikone
Diameter	70 mm
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	3 år
Holdbarhed, åbnet	3 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	10 cm	10 cm	4 cm	



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

