


Varenummer 1999912773

Pessar ring, Milex, 3, Ø64mm, lyserød, silikone, med støtte



Produktbeskrivelse

Pessar ring til mild prolaps forårsaget af cystocele. Fremstillet af blød, medicinsk silikone og har en let, fleksibel konstruktion, der gør den komfortabel at bære. Pessarringen fungerer ved at støtte bækkenorganerne og reducere trykket på blæren, hvilket kan hjælpe med at kontrollere urininkontinens og reducere symptomerne på prolaps.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Pessar ring
Varemærke	Milex
Størrelse	3
Sekundær farve	Lyserød
Features	Med støtte
Materiale	Silikone
Diameter	64 mm
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	5 år
Holdbarhed, åbnet	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	10 cm	10 cm	4 cm	888937008555



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

