



Varenummer 1999912786

Pessar ring, Milex, 3, Ø64mm, lyserød, silikone, med knop



Produktbeskrivelse

Pessar ring til mild prolaps forårsaget af urininkontinens

Specifikationer

| | |
|----------------------------------|--|
| Produktbetegnelse | Pessar ring |
| Varemærke | Milex |
| Størrelse | 3 |
| Sekundær farve | Lyserød |
| Features | Med knop |
| Materiale | Silikone |
| Diameter | 64 mm |
| Certifikater | CE. |
| CE-klasse (medicinsk udstyr) | Klasse IIb |
| Direktiver, lovgivning og regler | 93/42/EEC |
| Holdbarhed | 5 år |
| Holdbarhed, åbnet | 5 år |
| Opbevaringsinstruktioner | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys. |
| Bortskaffelse af produkt | Afleveres på miljøstation. |
| Bortskaffelse af emballage | Kan genanvendes eller forbrændes. |

Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde | EAN |
|-------|------------|--------|--------|-------|-----|
| stk | 1 stk | 10 cm | 10 cm | 4 cm | |



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

