




Varenummer 1999912861

Skinbakke, 26,2x17,97x2,65cm, 880 ml, sort, PP-EVOH-PE, 1-rums, rektangulær

✓ Til alle kødtyper og fisk



Produktbeskrivelse

Med en skinpakning vil bakkerne egne sig godt til en opretstående facing i butikken, meget anvendelige til skinpakning af alle kødtyper og seafood.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Skinbakke
Farve	Sort
Features	Rektangulær
Materiale	PP-EVOH-PE
Længde/dybde	26.2 cm
Bredde	17.97 cm
Højde	2.65 cm
Vægt, netto	27.67 g
Vægt, brutto	27.67 g
Rumindhold, brutto	880 ml
Antal rum	1-rums
Certifikater	Til fødevarer
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) 1895/2005, (EF) Nr. 10/2011, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020, (EF) nr. 1935/2004
Temperaturtolerance	Produktet kan anvendes til langtidsopbevaring ved temperaturer mellem -20C og stuetemperatur - produktet skal håndteres forsigtigt ved temperaturer mellem -20C og 0C.
Anvendelsestemperatur	Produktet kan anvendes til langtidsopbevaring ved temperaturer mellem -20°C og stuetemperatur (produktet skal håndteres forsigtigt ved temperaturer mellem -20°C og 0°C).
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kil	2880 stk	120 cm	80 cm	121 cm	5703969018257
stk	1 stk				



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



Polypropylen er en type plast.



Produktet er frysesikkert.