



Varenummer 1999912881

Håndfri dispenser, Gojo, 1200 ml, hvid,  
TFX, 1,2 ml pr. dosering

## Produktbeskrivelse

Denne berøringsfri dispenser med en kapacitet på 1200 ml kombinerer avanceret og pålidelig teknologi, hvilket gør den til et hånddesinfektionssystem, der er nemt at vedligeholde. PURELL TFX-dispenseren er en elektronisk, berøringsfri dispenser med en kapacitet på 1200 ml. Bevægelsessensoren registrerer hænderne og doserer automatisk den optimale mængde hånddesinfektionsgel eller skum (1,2 ml).

## Specifikationer

Produktbetegnelse	Håndfri dispenser
Varemærke	Gojo
Farve	Hvid
Features	TFX, 1,2 ml pr. dosering
Længde/dybde	10 cm
Bredde	15.5 cm
Højde	27 cm
Rumindhold, netto	1200 ml
Strømspecifikationer	3 stk. batteri type C

## Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	12 stk	54.9 cm	32.4 cm	34.6 cm	10073852013846