



Varenummer 1999912886

## Urinpose, benpose, Taining, 10cm, 600 ml, etkammer, CV/NRV, nattilkobling, CI

✓ uden nonwoven bagside



### Produktbeskrivelse

Urinpose til opsamling af urin, som kobles sammen med kateter eller uridom. Posen har tilbageløbsventil så det sikres, at urinen ikke kan løbe fra posen og tilbage i slangen. Fikseres på benet med fikseringsbånd eller urinposeholder.



### Specifikationer

|                                  |                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbetegnelse                | Urinpose, benpose                                                                |
| Varemærke                        | Taining                                                                          |
| Ventiltype                       | CV, NRV                                                                          |
| Features                         | Nattilkobling, CI                                                                |
| Engangs/flergangs                | Engangs                                                                          |
| Materiale                        | PE, DINP, DOTP, PP, PVC, silikone                                                |
| Længde/dybde                     | 10 cm                                                                            |
| Rumindhold, brutto               | 600 ml                                                                           |
| Antal kamre                      | Etkammer                                                                         |
| Certifikater                     | CE, MD.                                                                          |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)     | Klasse I                                                                         |
| Direktiver, lovgivning og regler | MDR (EU) 2017/745                                                                |
| Holdbarhed                       | Ifølge udløbsdato                                                                |
| Opbevaringsinstruktioner         | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.                     |
| Bortskaffelse af produkt         | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. |
| Bortskaffelse af emballage       | Kan genanvendes eller forbrændes.                                                |

### Brugsanvisning

Forbindes til kateter eller uridom og fikseres med fikseringsbånd.

### Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde  | Bredde  | Højde   | EAN            |
|-------|------------|---------|---------|---------|----------------|
| kll   | 8 pk       | 40.1 cm | 30.2 cm | 27.6 cm | 06945667801802 |
| pk    | 10 stk     | 20.4 cm | 27.5 cm | 6.4 cm  | 06945667801796 |



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er kun til engangsbrug.

