



Varenummer 1999912888

Urinpose, benpose, Taining, 60cm, 750 ml, etkammer, CV/NRV, NW bagside, justerbar slange, nattilkobling

- ✓ Nonwoven bagside
- ✓ Justerbar slange



Produktbeskrivelse

Urinpose til opsamling af urin, som kobles sammen med kateter eller uridom. Posen har tilbageløbsventil så det sikres, at urinen ikke kan løbe fra posen og tilbage i slangen. Fikseres på benet med fikseringsbånd eller urinposeholder.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Urinpose, benpose
Varemærke	Taining
Ventiltype	CV, NRV
Features	NW bagside, justerbar slange, nattilkobling
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	PE, DINP, DOTP, PP, PVC, silikone
Længde/dybde	60 cm
Rumindhold, brutto	750 ml
Antal kamre	Etkammer
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

Forbindes til kateter eller uridom og fikseres med fikseringsbånd.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	8 pk	39.5 cm	31 cm	27 cm	06945667801840
pk	10 stk	19.3 cm	20.8 cm	6.6 cm	06945667801833



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er kun til engangsbrug.