



Varenummer 1999912901



Skaft med gevind, Vikan, 100cm, Ø3,2cm, rød, glas/PP, ultra hygiejnisk

- ✓ Undgå krydskontaminering
- ✓ Mulighed for farvekodning
- ✓ Letvægtsskaft
- ✓ Giver en øget komfort
- ✓ Godt greb



Produktbeskrivelse

Reducér risikoen for krydskontaminering med dette ultrahygiejniske letvægtsskaft, som er robust og uden samlinger, så der ikke kan gemme sig bakterier. Skaftet er designet med vertikale ribber og en mat overflade, som sikrer øget komfort og et godt greb, selv med fedtede hænder.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Skaft med gevind
Varemærke	Vikan
Farve	Rød
Features	Ultra hygiejnisk
Materiale	Glas, PP
Længde/dybde	100 cm
Diameter	3.2 cm
Vægt, netto	0.31 kg
Vægt, brutto	0.34 kg
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020, UK 2019/704

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	100 cm	4 cm	4 cm	



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.