

Varenummer 1999912911

**Lås, Diversey TASKI, 5,5x4x2,5cm, sølv, metal, til 7 og 12 ltr. inventarspande**

Produktbeskrivelse

Lås til TASKI inventarspande, som skal monteres i låget.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Lås
Varemærke	Diversey
Vareserie	TASKI
Farve	Sølv
Features	Til 7 og 12 ltr. inventarspande
Materiale	Metal
Længde/dybde	5.5 cm
Bredde	4 cm
Højde	2.5 cm
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares rent og tørt.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	4.2 cm	2.7 cm	5.3 cm	