

Varenummer 1999912911



## Lås, Diversey TASKI, 5,5x4x2,5cm, sølv, metal, til 7 og 12 ltr. inventarspande

✓ Til låget på TASKI tekstilbokse

### Produktbeskrivelse

Lås til TASKI inventarspande, som skal monteres i låget.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Lås
Varemærke	Diversey
Vareserie	TASKI
Farve	Sølv
Features	Til 7 og 12 ltr. inventarspande
Materiale	Metal
Længde/dybde	5.5 cm
Bredde	4 cm
Højde	2.5 cm
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares rent og tørt.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	4.2 cm	2.7 cm	5.3 cm	