



Varenummer 1999913018

IV-fiksering, Curafix IV Control, 6x7,5cm, hvid, plaster, steril

- ✓ Sikker Fiksering
- ✓ Hudvenlig og Vandtæt
- ✓ Transparent Film
- ✓ Åndbar og Bakterietæt



Produktbeskrivelse

Anvendes til fiksering af I.V.kanyler, sommerfugle eller dræn. Sikker, hudvenlig og vandtæt IV-forbinding med transparent film, der gør det muligt at inspirere området. Forbindingen er åndbar og uigennemtrængelig for væsker og bakterier.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	IV-fiksering
Varemærke	Curafix
Vareserie	IV Control
Farve	Hvid
Features	Plaster, steril
Materiale	Nonwoven, PA
Længde/dybde	6 cm
Bredde	7.5 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Ubrudt emballage forbrændes, brudt emballage afleveres som risikoaffald til forbrænding.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	8 pk	32.5 cm	21 cm	14 cm	04056649659013
pk	50 stk	9.8 cm	7.5 cm	11.9 cm	4056649659006



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE