



Varenummer 1999913054

**Ultralydscover, Sonosafe, Ø34mm, rullet,
uden reservoir, let pudret**



Produktbeskrivelse

Usterilt naturlatex ultralydscover beregnet til barrierebeskyttelse i forbindelse med ultralydsundersøgelser foretaget med endo-kavitetsprober. Pakket løst.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Ultralydscover
Varemærke	Sonosafe
Features	Rullet, uden reservoir, let pudret
Materiale	Latex
Diameter	34 mm
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	28 pk	32 cm	36.5 cm	48 cm	9556807290386
pk	200 stk	10 cm	14.5 cm	11 cm	9556807290379



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.