



Varenummer 1999913092

**Ultralydscover, Ø34mm, rullet, uden
reservoir, m. silikoneolie**



Produktbeskrivelse

Usterilt naturlatex ultralydscover beregnet til barrierebeskyttelse i forbindelse med ultralydsundersøgelser foretaget med endo-kavitsprober. Pakket løst.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Ultralydscover
Features	Rullet, uden reservoir, m. silikoneolie
Materiale	Latex
Diameter	34 mm
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	6 pk	44.5 cm	51.6 cm	17 cm	9556807200439
pk	576 stk	21.5 cm	31 cm	17 cm	9556807200460



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.