



Varenummer 1999913105

**Taburetstol, Activo, betræk sort
stamskin samt sort hjulbase, højde 56-
76 cm**

Produktbeskrivelse

ACTIVO har ergonomisk siddekomfort samt justerbar fleksibelt sæde, som kan indstilles ved hjælp af ringen under sædet. Sort hjulbase som matcher det sorte sæde, som er betrukket med stamskin og dermed meget rengøringsvenlig. En velegnet taburet uanset om du arbejder på kontor, klinik eller hjemme. Højdejusterbar fra 56 -76 cm, belastning op til 110 kg.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Taburetstol
Varemærke	Activo
Features	Betræk sort stamskin samt sort hjulbase, højde 56-76 cm

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	64 cm	61 cm	26.5 cm	