



Produktdatablad

Sondemadsflaske 250 ml

Varenummer: 1999913112



Varedeklaration

Forpakning: 30 Stk pr. Pakke, 7 Pakke pr. Kolli, 12 Kolli pr. Palle. Produktbetegnelse: Sondeflaske. Rumindhold, brutto: 250 ml. Certifikater: Til fødevarer. Direktiver, lovgivning og regler: (EC) 1907/2006. Produktbeskrivelse: Sondeflasken anvendes sammen med ENFit kapsel eller spidskapsel til indgift af ernæring som bolus. Desuden kan sondeflasken sammen med spidskapsel anvendes til sårskyl. Markering ved 100 og 200 ml. Beregnet til engangsbrug. Leveres uden kapsel. Spidskapsel varenr. 5096 skal bestilles separat.