



Varenummer 1999913186

Blodprøvetagningskanyle, safety med holder, 21Gx¾", 0,8x19mm, 19 cm slange, steril



Produktbeskrivelse

Blodprøvetagningssettet er en steril, engangsvenepunktur nål forsynet med vinger og forbundet til en fleksibel slange, der kan være forsynet med en Luer-adapter og/eller holder. Blodprøvetagningssettet er pakket enkeltvis, sterilt, pyrogenfrit og bruges til blodprøvetagning eller kortvarig intravenøs administration af væske (op til 2 timer under direkte klinisk overvågning). Hvis enheden er udstyret med en Luer-adapter og/eller holder, kan den bruges til at tage prøver fra patienten ved brug af vakuumrør.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Blodprøvetagningskanyle
Features	Safety med holder, 21Gx¾", 0,8x19mm, 19 cm slange, steril
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	8 pk	53.8 cm	42 cm	37 cm	
pk	50 stk	12.9 cm	39.5 cm	16.8 cm	



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

STERILE

Produktet er sterilt

