



Varenummer 1999913196

Fikseringsskinne, Sam, 91,4cm, 91,4 cm



Produktbeskrivelse

SAM Splint er en skumpolstret aluminiumskinne, der er designet til at stabilisere og immobilisere brud, forstuvninger og andre skader på næsten enhver del af kroppen. Det er et letvægtsprodukt, der kan foldes og tilpasses til forskellige kroppsdele og former ved at bøje og forme skinnen. Den skumpolstrede overflade gør produktet behageligt at bære og reducerer risikoen for irritation og tryksår. SAM Splint er også vandtæt, genanvendelig og usynlig for røntgenstråler, hvilket gør det nemt for sundhedspersonale at diagnosticere og behandle skader under brug.. Fungerer godt som halskrave i nødsituationer. Indeholder instruktioner med diagrammer. Kan klippes til i størrelse for at tilpasse sig til den ønskede kroppsdel

Specifikationer

Produktbetegnelse	Fikseringsskinne
Varemærke	Sam
Features	91,4 cm
Længde/dybde	91.4 cm
Vægt, netto	113.4 g
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	10.8 cm	8.5 cm	8.5 cm	



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.