

Varenummer 1999913273

Ekstremitetsklemme, voksen, 4 farver



Produktbeskrivelse

Klemmeelektroder anvendes på ekstremiteterne i forbindelse med optagelse af EKG. For optimalt signal anbefales brug af elektrodegel/creme.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Ekstremitetsklemme
Features	Voksen, 4 farver
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	4 stk	1.5 cm	1.5 cm	0.6 cm	08033003263679



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.