



Varenummer 1999913297

Hånd sug, VBM, manuelt sugepumpesæt



Produktbeskrivelse

Passer nemt i de fleste nødbakker eller tasker.

Altid klar til brug, da betjeningen af pumpen er uafhængig af enhver strømkilde.

Tilbehør: Sugekatetre (28 Fr og 40 Fr), beholder 250 ml, låg til beholder, adapter til standard sugekatre, sugehætte til engangsbrug



Specifikationer

Produktbetegnelse	Hånd sug
Varemærke	VBM
Features	Manuelt sugepumpesæt
Certifikater	MD. CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	33 cm	19 cm	8 cm	24250105628757



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.