



Varenummer 1999913323

Meal boks, Duni, Biopak,
24,4x16,3x8,3cm, 1000 ml, brun,
sukkerrør, 1-rums, hængslet låg

✓ Ideelt til takeaway og levering



Produktbeskrivelse

De er fremstillet af forny- og komposterbare sukkerrørsfibre uden tilsat PFAS og er lige så bæredygtige, som de er praktiske.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Meal boks
Farve	Brun
Features	Hængslet låg
Materiale	Sukkerrør
Længde/dybde	24.4 cm
Bredde	16.3 cm
Højde	8.3 cm
Vægt, netto	32 g
Rumindhold, brutto	1000 ml
Antal rum	1-rums
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020
Temperatur Tolerance	Produktet kan anvendes ved temperaturer op til 90C
Anvendelsestemperatur	Produktet kan anvendes ved temperaturer op til 90°C.

Brugsanvisning

Produkterne kan bruges sikkert sammen med kolde og varme fødevarer og i mikrobølgeovnen. Det anbefales primært at bruge dem til ikke-fedtholdige fødevarer. Ved brug sammen med fede fødevarer og ved temperaturer over 40 °C kan der forekomme pletter. Vi anbefaler ikke dette produkt til langtidsbrug.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	10 pk	60 cm	33 cm	49.5 cm	07321031989403
pk	50 stk	31.5 cm	24.5 cm	12 cm	7321011989409



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



Produktet kan bruges i mikrobølgeovnen.