


**Varenummer** 1999913323

**Meal boks, Duni, Biopak,  
24,4x16,3x8,3cm, 1000 ml, brun,  
sukkerrør, 1-rums, hængslet låg**

✓ Ideelt til takeaway og levering



## Produktbeskrivelse

De er fremstillet af forny- og komposterbare sukkerrørsfibre uden tilsat PFAS og er lige så bæredygtige, som de er praktiske.



## Specifikationer

Produktbetegnelse	Meal boks
Farve	Brun
Features	Hængslet låg
Materiale	Sukkerrør
Længde/dybde	24.4 cm
Bredde	16.3 cm
Højde	8.3 cm
Vægt, netto	32 g
Rumindhold, brutto	1000 ml
Antal rum	1-rums
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020
Temperatur Tolerance	Produktet kan anvendes ved temperaturer op til 90C
Anvendelsestemperatur	Produktet kan anvendes ved temperaturer op til 90°C.

## Brugsanvisning

Produkterne kan bruges sikkert sammen med kolde og varme fødevarer og i mikrobølgeovnen. Det anbefales primært at bruge dem til ikke-fedtholdige fødevarer. Ved brug sammen med fede fødevarer og ved temperaturer over 40 °C kan der forekomme pletter. Vi anbefaler ikke dette produkt til langtidsbrug.

## Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	10 pk	60 cm	33 cm	49.5 cm	07321031989403
pk	50 stk	31.5 cm	24.5 cm	12 cm	7321011989409



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



Produktet kan bruges i mikrobølgeovnen.