



Varenummer 1999913324

Meal boks, Duni, Biopak,
24,7x24,4x8,6cm, 1200 ml, brun,
sukkerrør, 1-rums, hængslet låg

✓ Ideelt til takeaway og levering



Produktbeskrivelse

De er fremstillet af forny- og komposterbare sukkerrørsfibre uden tilsat PFAS og er lige så bæredygtige, som de er praktiske.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Meal boks
Farve	Brun
Features	Hængslet låg
Materiale	Sukkerrør
Længde/dybde	24.7 cm
Bredde	24.4 cm
Højde	8.6 cm
Vægt, netto	48 g
Rumindhold, brutto	1200 ml
Antal rum	1-rums
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020
Temperatur Tolerance	Produktet kan anvendes ved temperaturer op til 90C
Anvendelsestemperatur	Produktet kan anvendes ved temperaturer op til 90°C.

Brugsanvisning

Produkterne kan bruges sikkert sammen med kolde og varme fødevarer og i mikrobølgeovnen. Det anbefales primært at bruge dem til ikke-fedtholdige fødevarer. Ved brug sammen med fede fødevarer og ved temperaturer over 40 °C kan der forekomme pletter. Vi anbefaler ikke dette produkt til langtidsbrug.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	5 pk	46 cm	26 cm	49 cm	07321031989410
pk	50 stk	47 cm	24.5 cm	13 cm	7321011989416



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



Produktet kan bruges i mikrobølgeovnen.