



Varenummer 1999913411

Ultralydsscanner, Clarius, EC7 HD, håndholdt, inkl. indbygget batteri samt oplader



Produktbeskrivelse

Håndholdt ultralydsscanner med endocavitetsprobe, Frekvens: 3 - 10 MHZ, max. dybde 15 cm. Anvendelse Urologi, Bækken, IVF, tidlig OB. Håndholdt ultralydsprobe sender trådløst signal til din IOS eller Android enhed - indeholder blandt andet B-Mode, Color-Mode, M-Mode. Clarius app'en kan anvendes på alle IOS og Android enheder. Det genopladelige batteri holder op til ca. 1 times scanning. Opladetid 90 minutter. Clarius medlemskab inkluderet i 3 år, med Clarius medlemskab får du en komplet løsning som dækker alle dine behov. Efter denne periode er det stadig muligt at anvende ultralydsscanneren uden medlemskab, dog blot med basisfunktioner.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Ultralydsscanner
Varemærke	Clarius
Model	EC7 HD
Features	håndholdt, inkl. indbygget batteri samt oplader
Certifikater	CE, MD
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	41 cm	12 cm	10 cm	



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.