



Varenummer 1999913425

Dampsterilisator, Cube PST1710, Cube, 17 liter kammer, bordmodel



Produktbeskrivelse

Miele cube B-class autoklave. Intuitiv touchbetjening og kapacitet til 4,5 kg instrumenter og 1,5 kg tekstiler/fyldning. Alt bliver dokumenteret - komplet procesdokumentation og nem dataoverførsel. Flere forskellige programmer. Manuel påfyldning af vand. Medfølger: komplet tilbehørspakke med bakker, indsats, aftapningsslange, bakkeholder og strømkabel (220V)

Specifikationer

Produktbetegnelse	Dampsterilisator
Model	Cube PST1710
Features	Cube, 17 liter kammer, bordmodel
Strømspecifikationer	200-240V 50/60Hz 10A
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk				4002516244219



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.