



Varenummer 1999913427

Dampsterilisator, Cube X PST2220, Cube X med EcoDry-tørring, 22 liter kammer, bordmodel



Produktbeskrivelse

Miele cube X B-class autoklave med EcoDry-tørring. Intuitiv touchbetjening og kapacitet til 5,5 kg instrumenter og 2,0 kg tekstiler/fyldning. Alt bliver dokumenteret - komplet procesdokumentation og nem dataoverførsel. Flere forskellige programmer. Manuel påfyldning af vand. Medfølger: komplet tilbehørspakke med bakker, indsats, aftapningsslange, bakkeholder og strømkabel (220V)

Specifikationer

Produktbetegnelse	Dampsterilisator
Model	Cube X PST2220
Features	Cube X med EcoDry-tørring, 22 liter kammer, bordmodel
Strømspecifikationer	200-240V 50/60Hz 10A
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	80 cm	60 cm	65 cm	4002516246435



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.