



Varenummer 1999913489

Genoplivningsballon, Ambu SPUR II, Str. Toddler, engangs



Produktbeskrivelse

Engangs genoplivningsballon til ventilation. Den selvoppustelige SEBS-pose er responsiv med minimal mekanisk modstand og giver en tydelig fysisk fornemmelse i hænderne, så brugeren kan mærke modstand, bevægelse og ændringer under ventilationen. Det transparente ventilhus gør det muligt at overvåge ventilfunktionen. Enheden kan anvendes både med og uden ilttilførsel og kan levere høje iltkoncentrationer (op til 100 % FiO₂) ved brug af ekstern iltkilde. Leveres klar til brug med reservoirbag, 213 cm oxygenslange og ansigtsmaske. Produktet er udstyret med en mediport, som bruges til at tilslutte måleudstyr til overvågning.

Specifikationer

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Produktbetegnelse | Genoplivningsballon |
| Varemærke | Ambu |
| Vareserie | SPUR II |
| Features | Str. Toddler |
| Engangs/flergangs | Engangs |
| Certifikater | CE. MD. |
| CE-klasse (medicinsk udstyr) | Klasse IIa |
| Direktiver, lovgivning og regler | MDR (EU) 2017/745 |

Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde | EAN |
|-------|------------|--------|--------|---------|---------------|
| kll | 12 stk | 40 cm | 31 cm | 45.4 cm | 5707480019243 |
| stk | 1 stk | | | | |



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.