



Varenummer 1999913638

**Sugekateter, Mediplast, CH 14, 53cm,
lysegrøn, coudé buet spids, steril**



Produktbeskrivelse

Sugekatetre anvendes til oral, nasal og trakeobronkial sugning. Sugekatetret har et blødt, rundt hul i sugespidsen uden skarpe kanter. Desuden er der to aflastningshuller; ét på hver side, ca 1 cm fra sugespidsen for at sikre, at suget ikke suger sig fast i slimhinden.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Sugekateter
Varemærke	Mediplast
Størrelse	CH 14
Sekundær farve	Lysegrøn
Features	Coudé buet spids, steril
Ingredienser/sammensætning	DEHP fri
Længde/dybde	53 cm
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	6 pk	63 cm	44 cm	28 cm	07395502085697
pk	100 stk	61 cm	21 cm	8 cm	7395502085680



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE