



Varenummer 1999913641

**Sugekateter, Mediplast, CH 14, 40cm,
lysegrøn, lige spids, steril**



Produktbeskrivelse

Sugekatetre anvendes til oral, nasal og trakeobronkial sugning. Sugekatetret har et blødt, rundt hul i sugespidsen uden skarpe kanter. Desuden er der to aflastningshuller; ét på hver side, ca 1 cm fra sugespidsen for at sikre, at suget ikke suger sig fast i slimhinden.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Sugekateter
Varemærke	Mediplast
Størrelse	CH 14
Sekundær farve	Lysegrøn
Features	Lige spids, steril
Ingredienser/sammensætning	DEHP fri
Længde/dybde	40 cm
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	6 pk	53 cm	45 cm	30 cm	7395502085451
pk	100 stk	51 cm	20 cm	10 cm	7395502085444



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.