

Varenummer 1999913657

I-gel, O2 Resus Pack, 4, grøn,
patientvægt 50-90 kg, steril med gel,
fiksering og sugekaterer 12 FG



Produktbeskrivelse

I-gel er en unik type luftvejsholder (airway), der er fremstillet af et blødt gel-agtigt materiale, som former sig om patientens luftvej for at sikre en stabil luftvej. Samtidig beskytter i-gel luftvejsholderen patientens luftvej mod skade og giver samtidig mulighed for at levere oxygen eller anæstesi til patienten. I-gel O2 resus pack indeholder: Én størrelse i-gel O2 Airway med hook ring, en pose gel, en bærestrop til luftvejssupport og et 12FG (4 mm) sugekaterer.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	I-gel
Model	O2 Resus Pack
Størrelse	4
Farve	Grøn
Features	Patientvægt 50-90 kg, steril med gel, fiksering og sugekaterer 12 FG
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	6 stk	30.4 cm	20.2 cm	21 cm	



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

STERILE

Produktet er sterilt