



Varenummer 1999913671

Urinpose, sengepose, Taining, 10cm, 1500 ml, etkammer, NRV/U.BO

- ✓ Posen har tilbageløbsventil så det sikres, at urinen ikke kan løbe fra posen.
posen kan anvendes sammen med en urinposestativ



Produktbeskrivelse

Urinpose til opsamling af urin, som kobles sammen med benpose om natten eller forbindes direkte til uridom. Posen har tilbageløbsventil så det sikres, at urinen ikke kan løbe fra posen og tilbage i slangen. Posen hænges op på sengekanten ved hjælp af urinposestativ, da den bør placeres under blæreniveau.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Urinpose, sengepose
Varemærke	Taining
Ventiltype	NRV, U.BO
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	PE, DINP, DOTP, PVC
Længde/dybde	10 cm
Rumindhold, brutto	1500 ml
Antal kamre	Etkammer
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

Læs den medfølgende brugervejledning.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	4 pk	40.5 cm	31 cm	25 cm	06945667801970
pk	30 stk	29.5 cm	24 cm	9.5 cm	06945667801963



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er kun til engangsbrug.

