



Varenummer 1999913684

## Filmforbinding, Leukomed T, 8x15cm, latexfri, steril, engangs

- ✓ Ultratynd filmbandage i fire størrelser
- ✓ Til følsom, sårbar og skadet hud
- ✓ Velegnet til overfladiske sår og rifter, hudafskrabninger og postoperative sår



### Produktbeskrivelse

Ultratynd filmbandage i fire str. til følsom, sårbar og skadet hud.

Særligt velegnet til: Overfladiske sår og rifter, hudafskrabninger og postoperative sår på patienter med følsom og sårbar hud, som ofte ses hos ældre, børn eller andre patienter med skadet hud.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Filmforbinding
Varemærke	Leukomed T
Model	Skin sensitive
Features	Latexfri, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	Med silikoneklæber
Længde/dybde	8 cm
Bredde	15 cm
Steriliseringsmetode	EO
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	36 pk	39.3 cm	25.5 cm	23 cm	
pk	5 stk	21.4 cm	11.7 cm	2 cm	4042809669848



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

STERILE

Produktet er sterilt



Produktet indeholder ikke latex.