



Varenummer 1999913718

Detekterbar whiteboardmarkør, sort, ikke-udtrækkelig pen, kuglespids



## Produktbeskrivelse

Metaldetekterbar og røntgensynlig whiteboard marker. Blå marker med hætte, kuglespids og sort blæk.

## Specifikationer

Produktbetegnelse	Detekterbar whiteboardmarkør
Farve	Sort
Features	Ikke-udtrækkelig pen, kuglespids
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020, FDA-godkendt

## Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	10 stk	18 cm	14 cm	2 cm	



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.