



Varenummer 1999913794



Tøjvask, Green Care Professional Activ Bicompect, kulørt og hvidt, uden farve, med parfume, 10 kg



Produktbeskrivelse

ACTIV bicompect sikrer høj vaskeevne selv ved 20°C, herved kan der spares ind i 60 % på elektriciteten samt tid gennem kortere vaskeprocesser. Med sin respekt de biologiske cyklusser tager midlet hånd om menneskers helbred og rengøringspersonalets sikkerhed. Takket være sit iltbaserede blegemiddel og eksklusive sammensætning med et ple jerningskompleks baseret på et femdobbelte bioenzym-system giver ACTIV bicompect fremragende renhed og en intenst frisk fornemmelse. Samtidig med forbedringen af arbejdssikkerheden lbyder ACTIV bicompect en meget bekvem genfyldelig og genbrugelig økotromle, som kan lagres og lukkes og ligeledes sikrer nem håndtering. Med sin sammensætning af overvejende fornybare ressourcer påtager ACTIV bicompect sig ansvaret for kommende generationer.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Tøjvask
Varemærke	Green Care Professional
Vareserie	Activ Bicompect
Features	Kulørt og hvidt, uden farve, med parfume
pH-værdi (konc.)	10
Vægt, netto	10 kg
Certifikater	EU-Blomsten.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) 1272/2008, (EF) nr. 648/2004
Doseringsinstruktioner	10gram per kg vask

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1 stk	36.7 cm	24.4 cm	19.1 cm	4031278965001



EU-Blomsten, også kendt som EU's miljømærke (EU Ecolabel), er det officielle miljømærke i Europa. Produkter med EU-Blomsten overholder strenge miljøkrav med hensyn til råmateriale, produktion, brug, dokumentation og sikkerhed.



Produktet kan udgøre en sundhedsfare.



Produktet indeholder parfume.



Produktet indeholder ikke farve.