



Varenummer 1999913794



Tøjvask, Green Care Professional Activ Bicomcompact, kulørt og hvidt, uden farve, med parfume, 10 kg

- ✓ God vaskeevne ved 20°C
- ✓ Med enzymer
- ✓ Ultra-koncentreret



Produktbeskrivelse

Green Care Professional Activ Bicomcompact er et vaskemiddel, som sikrer høj vaskeevne selv ved 20°C. Det betyder en besparelse på helt op til 60% på elregningen samt tid gennem en kortere vaskecyklus. Samtidig er vaskepulveret udviklet med respekt for de biologiske cyklusser og tager hensyn til rengøringspersonalets helbred og sikkerhed. Vaskemidlet indeholder iltbaseret blegemiddel og dets særlige sammensætning med et femdobbelte bioenzym-system betyder, at du med ACTIV bicomcompact opnår fremragende renhed og en intens, frisk fornemmelse. Vaskemidlet kommer med en yderst bekvem og genanvendelig økotromle, som blot fyldes og lukkes og dermed tilbyder en nem og overskuelig håndtering.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Tøjvask
Varemærke	Green Care Professional
Vareserie	Activ Bicomcompact
Features	Kulørt og hvidt, uden farve, med parfume
pH-værdi (konc.)	10
Vægt, netto	10 kg
Certifikater	EU-Blomsten.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) 1272/2008, (EF) nr. 648/2004
Doseringsinstruktioner	10gram per kg vask

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1 stk	36.7 cm	24.4 cm	19.1 cm	4031278965001



EU-Blomsten, også kendt som EU's miljømærke (EU Ecolabel), er det officielle miljømærke i Europa. Produkter med EU-Blomsten overholder strenge miljøkrav med hensyn til råmateriale, produktion, brug, dokumentation og sikkerhed.



Produktet kan udgøre en sundhedsfare.



Produktet indeholder parfume.



Produktet indeholder ikke farve.