



Varenummer 1999913855



Rygstøvsuger, Diversey TASKI Aero, BP,
 Lithium-Ion, sort, 1-rums, 4,5 l, inkl.
 batteri og lader

Produktbeskrivelse

Transportabel og ergonomisk rygbåren støvsuger til brug med Li-Ion batteri. Ideel til steder hvor pladsen er træng, og handlefrihed og fleksibilitet er et must. Med sin lille vægt på kun 5,3 kg. er batteri modellen særdeles velegnet til at have med sig rundt på meget trængte steder, hvor det ikke er muligt at komme til med en ledning. Samme komfort og multi-funktionelle funktioner som på TASKI AERO BP E modellen. Li-Ion batteridrevet rygbåren støvsuger (30 min. varighed pr. batteri). Li-Ion batteri og oplader medfølger ved køb.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Rygstøvsuger
Varemærke	Diversey
Vareserie	TASKI Aero
Model	BP
Farve	Sort
Features	Inkl. batteri og lader
Vægt, netto	5.3 kg
Antal rum	1-rums
Volumen af rum	4,5 l
Inkluderet tilbehør	Lader og 2x batteri

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk				