

Varenummer 1999913862

**Strep-A, test kit, kassette, Biosynex,
sæt med 20 stk.**

Produktbeskrivelse

Biosynex Strep-A Test er en hurtigtest, som anvendes til at påvise Streptococcus A-bakterier i halsen hos patienter med symptomer på halsbetændelse. Testen er let at udføre og giver hurtige og pålidelige resultater inden for få minutter.

Testen er baseret på en immunokromatografisk teknik, der bruger antistoffer til at påvise Streptococcus A-antigener i en prøve fra patientens hals. Komplet kit indeholder: testkassetter, vatpinde, ekstraktionsbuffer, pipetter, avlskopper og brugsanvisning.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Strep-A, test kit, kassette
Varemærke	Biosynex
Features	Sæt med 20 stk.
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	20 stk	24 cm	13.5 cm	10 cm	3700531700277



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.