



Varenummer 1999913901

Trykpose, InfuseIT, 500 ml, med
3-vejshane og trykmanometer, engangs



Produktbeskrivelse

Unikt manometer, holdbart og let at læse.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Trykpose
Varemærke	InfuseIT
Features	Med 3-vejshane og trykmanometer, engangs
Rumindhold, netto	500 ml
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	8 pk	49.7 cm	40.5 cm	51.9 cm	
pk	10 stk	24.2 cm	24.2 cm	19 cm	10607411911924



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.