



Varenummer 1999913959

Urinpose, benpose, Taining, 15cm, 600 ml, etkammer, DV/NRV, nattilkobling

✓ uden nonwoven bagside



Produktbeskrivelse

Urinpose til opsamling af urin, som kobles sammen med kateter eller uridom. Posen har tilbageløbsventil så det sikres, at urinen ikke kan løbe fra posen og tilbage i slangen. Fikseres på benet med fikseringsbånd eller urinposeholder.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Urinpose, benpose
Varemærke	Taining
Ventiltype	DV, NRV
Features	Nattilkobling
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	PE, DINP, DOTP, PP, PVC
Længde/dybde	15 cm
Rumindhold, brutto	600 ml
Antal kamre	Etkammer
Certifikater	CE, MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

Forbindes til kateter eller uridom og fikseres med fikseringsbånd.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	8 pk	39.9 cm	30.6 cm	27 cm	06945667802090
pk	10 stk	27.5 cm	18.5 cm	6 cm	06945667802083



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er kun til engangsbrug.