



Varenummer 1999913962

Urinpose, benpose, Taining, 90cm, 1500 ml, etkammer, CV/NRV, NW bagside, justerbar slange, nattilkobling

- ✓ Nonwoven bagside
- ✓ Justerbar slange



Produktbeskrivelse

Urinpose til opsamling af urin, som kobles sammen med kateter, uridom eller benpose. Posen har tilbageløbsventil så det sikres, at urinen ikke kan løbe fra posen og tilbage i slangen.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Urinpose, benpose
Varemærke	Taining
Ventiltype	CV, NRV
Features	NW bagside, justerbar slange, nattilkobling
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	PE, DINP, DOTP, PP, PVC
Længde/dybde	90 cm
Rumindhold, brutto	1500 ml
Antal kamre	Etkammer
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

Læs den medfølgende brugervejledning.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	30 stk	30.7 cm	24.3 cm	15.3 cm	06945667802076



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er kun til engangsbrug.

