



Varenummer 1999913983

Kanyleboks, Sharpsafe, 4000 ml, sort, med gult låg

Produktbeskrivelse

Bruges til sikker bortskaffelse af kliniske skarpe genstande og minimere risikoen for tilknyttede skader.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Kanyleboks
Varemærke	Sharpsafe
Farve	Sort
Features	Med gult låg
Rumindhold, brutto	4000 ml
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Ubrudt emballage forbrændes, brudt emballage afleveres som risikoaffald til forbrænding.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	50 stk	85 cm	36 cm	42 cm	5056271505947