



Varenummer 1999914063

Tampontang, 26cm, Maier, med lås, flergangs**Produktbeskrivelse**

Anvendes primært til at holde gaseswabs og tamponer, instrumentet er udstyret med Crémaillère, så tangen kan låses fast om emnet. Kan tørsteriliseres og autoklaveres.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Tampontang
Features	Maier, med lås
Engangs/flergangs	Flergangs
Længde/dybde	26 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	31.8 cm	12 cm	1 cm	04038653024865



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.