

Varenummer 1999914120



Robotstøvsuger, i-Vac Co-Botic 1700, hotel, hvid, 1-rums, 400 ml



Produktbeskrivelse

Co-botic 1700 kan støvsuge små og mellemstore rum som hotelværelser, så præcist og effektivt som muligt. Med i-Team's Co-Botic 1700 får man en stilren robotstøvsuger der kommer helt ind til kanterne. Med den indbyggede valsebørste, tager Co-Botic 1700 selv det mest stridige skidt. Denne model er specifikt beregnet til rengøring på hoteller. Inklusiv lader.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Robotstøvsuger
Varemærke	I-Vac
Vareserie	Co-Botic 1700
Model	Hotel
Farve	Hvid
Antal rum	1-rums
Volumen af rum	400 ml
Inkluderet tilbehør	Lader

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1 stk	38.7 cm	62.9 cm	16.6 cm	8719778080795