



Varenummer 1999914233

## Kødbakke, 27,5x17,5x5cm, 2176 ml, sort, PP

- ✓ Tåler frost
- ✓ Tåler vaskeprogrammer på op til 100 C°
- ✓ Hygiejne og sikkerhed i top



### Produktbeskrivelse

Vær sikker på, at dine kødvarer håndteres både sikkert og hygiejnisk. Vores sortiment af kødbakker er robuste og holdbare løsninger. De er godkendt til fødevarer og egner sig til både ferskt og frossent kød. Bakkerne kommer i forskellige størrelser og materialer, som alle tåler frost. PP er desuden et særligt stærkt og robust materiale, som tåler vask i industrielle og almindelige opvaskemaskiner på vaskeprogrammer op til 100 C°.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Kødbakke
Farve	Sort
Materiale	PP
Længde/dybde	27.5 cm
Bredde	17.5 cm
Højde	5 cm
Rumindhold, brutto	2176 ml
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, 94/62/EF, BEK nr 681 af 25/05/2020
Anvendelsestemperatur	Produktet kan anvendes i 25 dage ved temperaturer mellem 0°C og 7°C
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	176 stk	38.8 cm	59.3 cm	39.6 cm	4250164344281
stk	1 stk				



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarerkontakt.



Produktet kan vaskes i opvaskemaskinen.



Produktet er fryseseikkert.



Produktet kan bruges i mikrobølgeovnen.



Polypropylen er en type plast.