



Varenummer 1999914265



Operationskittel, ABENA Protectus, L-L, 140cm, Ø150cm, grøn, SMMSS, HP, uden håndklæder, steril, engangs

- ✓ Ergonomisk design med god komfort og pasform
- ✓ Høj beskyttelse under hele operationen
- ✓ Velegnet til en lang række procedurer
- ✓ Blødt og åndbart materiale
- ✓ Overlap i ryggen
- ✓ Blød og behagelig manchet



Produktbeskrivelse

ABENAs Protectus operationskittel har en høj ydeevne med forstærkning i form af et ekstra lag på forsiden og ærmerne. Den er produceret i et åndbart og komfortabelt materiale, der tillader god bevægelighed, hvilket gør kitlen yderst velegnet til en lang række procedurer og indgreb. Operationskitlen lukkes med burrebånd i nakken. Denne serie findes i flere størrelser samt med ekstra længde. Kan fås både med og uden håndklæder.



Specifikationer

| | |
|----------------------------------|--|
| Produktbetegnelse | Operationskittel |
| Varemærke | ABENA |
| Vareserie | Protectus |
| Størrelse | L-L |
| Farve | Grøn |
| Features | HP, uden håndklæder, steril |
| Engangs/flergangs | Engangs |
| Materiale | SMMSS |
| Længde/dybde | 140 cm |
| Diameter | 150 cm |
| Certifikater | MD. CE. |
| CE-klasse (medicinsk udstyr) | Klasse Is |
| Produkt- eller teststandarder | EN 13795-1:2019 |
| Direktiver, lovgivning og regler | MDR (EU) 2017/745 |
| Opbevaringsinstruktioner | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys. |
| Bortskaffelse af produkt | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Ved mistanke om kontaminering skal produktet kasseres som klinisk affald. |
| Bortskaffelse af emballage | Kan genanvendes eller forbrændes. |

Brugsanvisning

Lukkes i nakke med burrebånd, lukkes i liv med bindebånd. Påtaget ud fra sterile principper.

Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde | EAN |
|-------|------------|--------|--------|-------|---------------|
| kll | 20 stk | 40 cm | 30 cm | 36 cm | 6975446780486 |
| stk | 1 stk | | | | 6975446780479 |



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.



Produktet kan bestilles efter anmodning.

STERILE

Produktet er sterilt

