



Varenummer 1999914277

**Speculum, Easyspec, XL, hvid, plast,
selvholdende, usteril, engangs**

Produktbeskrivelse

EasySpec er et ikke-sterilt engangs spekulum og er udført med runde kanter og friktionsfri overflade som gør indførelsen mere behagelig for patienten. Efter indførelse kan EasySpec låses i den korrekte vinkel ved at benytte låsemekanismen. Inkl låsemekanisme ved korrekt vinkel og ergonomisk håndtag.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Speculum
Varemærke	Easyspec
Størrelse	XL
Farve	Hvid
Features	Selvholdende, usteril
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Plast
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	6 pk	41.5 cm	60 cm	41.5 cm	07340194303819
pk	25 stk	20 cm	40 cm	20 cm	07340194303802