

Varenummer 1999914288

Sutursaks, 11cm, med hak, steril,, engangs

Produktbeskrivelse

sutursaks - Bruges generelt til klipning af sutur. 11cm, engangsbrug, steril.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Sutursaks
Features	Med hak, steril,
Engangs/flergangs	Engangs
Længde/dybde	11 cm
Steriliseringmetode	ETO
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	300 stk	52 cm	20 cm	20 cm	



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er steril

STERILE