




Varenummer 1999914324

Diversey  
A SCOLINE COMPANY

## Pletfjerner, Diversey TASKI Tapi Stain Remover 2, 750 ml, klar-til-brug, med farve og parfume

### Produktbeskrivelse

Vandbaseret pletfjerner til fjernelse af de mest almindelige pletter fra alle typer tæpper og polstring. Særligt effektiv til at fjerne vandbaserede pletter som f.eks. saft, kaffe, te, ketchup, vin og blod. Midlet har en enestående formulering til fjernelse af almindelige pletter, da det har en effektiv blanding af overfladeaktive stoffer. Pletfjernereren kommer i en praktisk klar-til-brug sprayflaske, og indeholder desuden patenteret lugtneutraliserende teknologi (O.N.T.). O.N.T.-teknologien nedbryder de dårlige lugtmolekyler og forstærker dermed den friske æbleduft. Pletfjernereren er sikker at anvende på tæppetyper, herunder uld.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Pletfjerner
Varemærke	Diversey
Vareserie	TASKI Tapi Stain Remover 2
Features	Klar-til-brug, med farve og parfume
pH-værdi (konc.)	8
Rumindhold, netto	750 ml
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) 1272/2008, (EF) nr. 648/2004

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	6 stk	24.8 cm	19 cm	30 cm	7615400831784



Produktet indeholder parfume.



Produktet bruges til rengøring af tæpper.



Produktet indeholder farve.



Produktet kræver brug af øjenbeskyttelse.