



Varenummer 1999914419

Cryokirurgisk pen, CryoIQ, DERM plus, liquid



Produktbeskrivelse

CryoIQ DERM plus Liquid-enheden er perfekt tilpasset til behandling af vorter og andre almindelige hudlæsioner. Dens unikke konstruktion med en indbygget kontraventil forhindrer gaslækage og giver dermed maksimal udnyttelse af gasindholdet: Fryser ved -89°C. Niveaueet for genereret kulde justeres af den hastighed, hvormed doseringshåndtaget trykkes ned. CryoIQ DERM Plus liquid sæt indeholder: 1 apparat til sprayfrysning, Ø1-6 mm, 1 gaspatron N2O 25 gram, 1 frysekabelon, 1 kuffert til opbevaring, 1 brugervejledning A6 størrelse

Specifikationer

Produktbetegnelse	Cryokirurgisk pen
Varemærke	CryoIQ
Features	DERM plus, liquid
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	4.4 cm	17.8 cm	16.8 cm	7350006442001



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

