



Varenummer 1999914420

Cryokirurgisk pen, CryoIQ, PRO liquid



Produktbeskrivelse

CryoIQ PRO Liquid-enheden er perfekt tilpasset til behandling af vorter og andre almindelige hudlæsioner. Dens unikke konstruktion med en indbygget kontraventil forhindrer gaslækage og giver dermed maksimal udnyttelse af gasindholdet: Fryser ved -89°C. Niveaueet for genereret kulde justeres af den hastighed, hvormed doseringshåndtaget trykkes ned. CryoIQ PRO liquid sæt indeholder: 1 CryoIQ PRO apparat til sprayfrysning, 1 standard spids Ø1-6 mm, 1 dermatologispids Ø7-18 mm1 gaspatron N2O 25 gram,1 fryseskabelon, 1 kuffert til opbevaring, 1 brugervejledning A6 størrelse

Specifikationer

Produktbetegnelse	Cryokirurgisk pen
Varemærke	CryoIQ
Features	PRO liquid
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	17.8 cm	4.5 cm	16.8 cm	7350006443015



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

